



INDIKATIONEN

- › Otitis media (akut, chronisch)
- › Otitis externa

MATERIALGEWINNUNG

- › Tupferabstrich unter Sicht (Otoskop oder Ohrmikroskop) von den Läsionen oder vom Exsudat entnehmen und im Transportmedium einsenden
- › Bei trockenen Läsionen kann der Abstrichtupfer mit physiolog. NaCl-Lösung angefeuchtet werden

HINWEISE

- › Spross- und Schimmelpilze werden bei der normalen kulturellen Untersuchung mit erfasst

LAGERUNG

- › bis zum Transport im Kühlschrank (bei 4–8°C)

